



### **Product description**

Order number	65.713
Descrição do artigo	Insertos de codificação, natural, PP, adequado para tampas de rosca 65.712.xxx, 500 unid./pacote

### **Product characteristics**

Indicado para	tampas de rosca 65.712.xxx
---------------	----------------------------

### **Material & colours**

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	natural

### **Purity & certification**

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Em lotes	sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	5000
Tipo de embalaje interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	5000
Unidades por palete	1620000
Profundidade da embalagem externa	268 mm
Largura da embalagem externa	191 mm
Altura da embalagem externa	100 mm
Volume da embalagem externa	0.0051 cbm
Peso do produto	0.0001 kg
Peso da embalagem externa	0.68 kg
EAN da caixa interna	4038917083621
EAN da embalagem externa	4038917002523

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

