



Product description

Order number	65.713.007
Descrição do artigo	Insertos de codificação, violeta, PP, adequado para tampas de rosca 65.712.xxx, 500 unid./pacote

Product characteristics

Indicado para	tampas de rosca 65.712.xxx
---------------	----------------------------

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	violeta

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Packaging

Quantidade mínima do pedido	5000
Tipo de embalaje interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	5000
Unidades por palete	1620000
Profundidade da embalagem externa	268 mm
Largura da embalagem externa	191 mm
Altura da embalagem externa	100 mm
Volume da embalagem externa	0.0051 cbm
Peso do produto	0.0001 kg
Peso da embalagem externa	0.65 kg
EAN da caixa interna	4038917118460
EAN da embalagem externa	4038917016131

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

