



### **Product description**

Order number	93.848.100
Descrição do artigo	Rack, material: PC, transparente, dimensão da grade: 10 x 2, (CxLxA): 257 x 62 x 40 mm, para 20 recipientes, adequado para microtubo com tampa de rosca, 1 unid./caixa de papelão

### **Product characteristics**

Rótulo/impressão	com impressão
Indicado para	microtubo com tampa de rosca
Capacidade de armazenamento	20
Dimensão da grade	10 x 2
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### Size

Largura do produto	62 mm
Altura do produto	40 mm
Comprimento do produto	257 mm

### Material & colours

Material do produto	Policarbonato (PC)
Cor do produto	transparente

### Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Em lotes	não

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	60
Unidades por palete	1800
Profundidade da caixa interna	65 mm
Largura da caixa interna	43 mm
Altura da caixa interna	260 mm
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	340 mm
Volume da embalagem externa	0.0539 cbm
Peso do produto	0.1773 kg
Peso da embalagem externa	12.43 kg
EAN da caixa interna	4038917121736
EAN da embalagem externa	4038917017985

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

