



Product description

Order number 95.1299
Descrição do artigo Abridor, para microtubo com tampa de rosca, material:
alumínio, 3 unid./pacote

Product characteristics

Indicado para microtubo com tampa de rosca

Material & colours

Material do produto alumínio

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Packaging

Quantidade mínima do pedido	3
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	3
Unidades por caixa	30
Unidades por palete	3600
Volume da embalagem externa	0.0043 cbm
Peso do produto	0.0145 kg
Peso da embalagem externa	0.45 kg
EAN da caixa interna	4038917086097
EAN da embalagem externa	4038917065528

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

