




Product Specification

IsoFreeze® MCT Rack, PP, dimensão da grade: 6 x 4, adequado para recipientes de reação Ø 10,8 mm (1,5 ml & 2 ml)

Page 1



Product description

Order number	95.983
Descrição do artigo	IsoFreeze® MCT Rack, material: PP, de várias cores, dimensão da grade: 6 x 4, adequado para recipientes de reação Ø 10,8 mm (1,5 ml & 2 ml), 1 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Indicado para	recipientes de reação Ø 10,8 mm (1,5 ml & 2 ml)
Dimensão da grade	6 x 4

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	de várias cores
Cor da tampa	transparente
Cor do quadro	branca

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1
Tipo de embalagem interior caixa de papelão
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 5
Unidades por palete 240
Profundidade da embalagem 197 mm
externa
Largura da embalagem 93 mm
externa
Altura da embalagem externa 584 mm
Volume da embalagem 0.0107 cbm
externa
Peso do produto 0.349 kg
Peso da embalagem externa 2.5 kg
EAN da caixa interna 4038917394895
EAN da embalagem externa 4038917394888

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

