



### **Product description**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Order number        | 72.607.772  |
| Descrição do artigo | Microtubo com tampa de rosca, volume de trabalho: 1,5 ml, fundo cônico, com recartilhado, transparente, sem tampa, estéril, 500 unid./bolsa dupla |

### **Product characteristics**

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Graduação                  | não          |
| Ranhura                    | sim          |
| Forma do fundo             | fundo cônico |
| Volume de trabalho         | 1,5 ml       |
| Centrifugação máxima (RCF) | 20000 x g    |

### **Size**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Diâmetro               | 10.8 mm |
| Comprimento do produto | 44 mm   |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto Polipropileno (PP)  
Cor do produto transparente

### **Purity & certification**

Corresponde às exigências IATA  
Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE  
Certificação CE CE  
Padrão de pureza estéril  
Esterilização Irradiação de elétrons  
Em lotes sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 2500  
Tipo de embalagem interior bolsa dupla  
Unidades por caixa interna 500  
Unidades por caixa 2500  
Unidades por palete 130000  
Profundidade da embalagem 548 mm  
externa  
Largura da embalagem 368 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 130 mm  
Volume da embalagem 0.0262 cbm  
externa  
Peso do produto 0.0011 kg  
Peso da embalagem externa 3.24 kg  
EAN da caixa interna 4038917114288  
EAN da embalagem externa 4038917043809

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

