



Product description

Order number	72.608
Descrição do artigo	Microtubo com tampa de rosca, volume de trabalho: 2 ml, fundo cônico, com recartilhado, transparente, sem tampa, 500 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Ranhura	sim
Forma do fundo	fundo cônico
Volume de trabalho	2 ml
Centrifugação máxima (RCF)	20000 x g

Size

Diâmetro	10.8 mm
Comprimento do produto	44 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Corresponde às exigências IATA
Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE CE
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 5000
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 500
Unidades por caixa 5000
Unidades por palete 180000
Profundidade da embalagem 398 mm
externa
Largura da embalagem 398 mm
externa
Altura da embalagem externa 300 mm
Volume da embalagem 0.0475 cbm
externa
Peso do produto 0.0012 kg
Peso da embalagem externa 6.51 kg
EAN da caixa interna 4038917082846
EAN da embalagem externa 4038917001861

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

