



Product description

Order number	72.609.311
Descrição do artigo	Microtubo com tampa de rosca, volume de trabalho: 2 ml, fundo cônico com base plana, com recartilhado, transparente, sem tampa, estéril, 500 unid./bolsa dupla

Product characteristics

Graduação	não
Ranhura	sim
Forma do fundo	fundo cônico com base plana
Volume de trabalho	2 ml
Centrifugação máxima (RCF)	20000 x g

Size

Diâmetro	10.8 mm
Comprimento do produto	44 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Corresponde às exigências IATA
Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE CE
Padrão de pureza estéril
Esterilização Irradiação de elétrons
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 500
Tipo de embalagem interior bolsa dupla
Unidades por caixa interna 500
Unidades por caixa 2500
Unidades por palete 140000
Volume da embalagem 0.029 cbm
externa
Peso do produto 0.0012 kg
Peso da embalagem externa 3.63 kg
EAN da caixa interna 4038917434379
EAN da embalagem externa 4038917434362

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

