



Product description

Order number	72.609.601
Descrição do artigo	Microtubo com tampa de rosca, volume de trabalho: 2 ml, fundo cônico com base plana, com recartilhado, transparente, sem tampa, com campo de escrita impresso, com escala, 250 unid./pacote

Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	branca
Graduação	sim
Ranhura	sim
Forma do fundo	fundo cônico com base plana
Volume de trabalho	2 ml
Centrifugação máxima (RCF)	20000 x g

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Diâmetro	10.8 mm
Comprimento do produto	44 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	250
Unidades por caixa	5000
Unidades por palete	180000
Profundidade da embalagem externa	450 mm
Largura da embalagem externa	450 mm
Altura da embalagem externa	246 mm
Volume da embalagem externa	0.0498 cbm
Peso do produto	0.0014 kg
Peso da embalagem externa	7.06 kg
EAN da caixa interna	4038917795357
EAN da embalagem externa	4038917795364

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

