



Product description

Order number	72.692
Descrição do artigo	Microtubo com tampa de rosca, volume de trabalho: 1,5 ml, fundo cônico, com recartilhado, transparente, tampa: natural, tampa incluída, 500 unid./pacote

Product characteristics

Gradação	não
Tampa	tampa de rosca padrão
Ranhura	sim
Forma do fundo	fundo cônico
Volume de trabalho	1,5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	20000 x g

Size

Diâmetro	10.8 mm
Comprimento do produto	44 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	natural
Material do O-ring	Borracha de etileno-propileno-dieno (EPDM)

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	5000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	5000
Unidades por palete	150000
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	358 mm
Altura da embalagem externa	325 mm
Volume da embalagem externa	0.0463 cbm
Peso do produto	0.0014 kg
Peso da embalagem externa	7.61 kg
EAN da caixa interna	4038917083447
EAN da embalagem externa	4038917002363

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

