



### **Product description**

Order number	72.692.100
Descrição do artigo	Microtubo com tampa de rosca, volume de trabalho: 1,5 ml, fundo cônico, com recartilhado, transparente, tampa: natural, tampa acoplada, 500 unid./pacote

### **Product characteristics**

Graduação	não
Tampa	tampa com anel
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Ranhura	sim
Forma do fundo	fundo cônico
Volume de trabalho	1,5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	20000 x g

### **Size**

Diâmetro	10.8 mm
Comprimento do produto	44 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	natural
Material do O-ring	Borracha de etileno-propileno-dieno (EPDM)

### **Purity & certification**

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	5000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	5000
Unidades por palete	150000
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	340 mm
Volume da embalagem externa	0.0539 cbm
Peso do produto	0.0015 kg
Peso da embalagem externa	8.12 kg
EAN da caixa interna	4038917116855
EAN da embalagem externa	4038917015363

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

