



Product description

Order number	72.694.300
Descrição do artigo	Microtubo com tampa de rosca, volume de trabalho: 2 ml, fundo cônico com base plana, com recartilhado, transparente, tampa: natural, tampa incluída, 500 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Ranhura	sim
Forma do fundo	fundo cônico com base plana
Volume de trabalho	2 ml
Centrifugação máxima (RCF)	20000 x g

Size

Diâmetro	10.8 mm
Comprimento do produto	44 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	natural
Material do O-ring	Borracha de etileno-propileno-dieno (EPDM)

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	5000
Unidades por palete	160000
Profundidade da embalagem externa	463 mm
Largura da embalagem externa	412 mm
Altura da embalagem externa	292 mm
Volume da embalagem externa	0.0557 cbm
Peso da embalagem externa	8.59 kg
EAN da caixa interna	4038917926256
EAN da embalagem externa	4038917926263

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

