



### Product description

Order number	72.694.310
Descrição do artigo	Microtubo com tampa de rosca, volume de trabalho: 2 ml, fundo cônico com base plana, com recartilhado, marrom, tampa: marrom, tampa incluída, com campo de escrita impresso, com escala, 250 unid./pacote

### Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	branca
Graduação	sim
Tampa	tampa de rosca padrão
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Ranhura	sim
Forma do fundo	fundo cônico com base plana
Volume de trabalho	2 ml
Centrifugação máxima (RCF)	20000 x g

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### Size

Diâmetro	10.8 mm
Comprimento do produto	44 mm

### Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	marrom
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	marrom
Material do O-ring	Borracha de etileno-propileno-dieno (EPDM)

### Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

### Packaging

Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	250
Unidades por caixa	5000
Unidades por palete	160000
Profundidade da embalagem externa	463 mm
Largura da embalagem externa	412 mm
Altura da embalagem externa	292 mm
Volume da embalagem externa	0.0557 cbm
Peso da embalagem externa	8.59 kg
EAN da caixa interna	4038917926423
EAN da embalagem externa	4038917926430

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

