



### **Product description**

Order number	72.730.004
Descrição do artigo	Microtubo com tampa de rosca, volume de trabalho: 0,5 ml, fundo cônico com base plana, com recartilhado, marrom, sem tampa, 500 unid./pacote

### **Product characteristics**

Graduação	não
Ranhura	sim
Forma do fundo	fundo cônico com base plana
Volume de trabalho	0,5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	20000 x g

### **Size**

Diâmetro	10.8 mm
Comprimento do produto	44 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto Polipropileno (PP)  
Cor do produto marrom

### **Purity & certification**

Corresponde às exigências IATA  
Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE  
Certificação CE CE  
Em lotes sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 5000  
Tipo de embalagem interior pacote  
Unidades por caixa interna 500  
Unidades por caixa 5000  
Unidades por palete 180000  
Profundidade da embalagem 398 mm  
externa  
Largura da embalagem 398 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 300 mm  
Volume da embalagem 0.0475 cbm  
externa  
Peso do produto 0.0012 kg  
Peso da embalagem externa 6.73 kg  
EAN da caixa interna 4038917119269  
EAN da embalagem externa 4038917016537

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

