



Product description

Order number	72.730.007
Descrição do artigo	Microtubo com tampa de rosca, volume de trabalho: 0,5 ml, fundo cônico com base plana, com recartilhado, transparente, tampa: natural, tampa incluída, com campo de escrita impresso, 250 unid./pacote

Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	branca
Graduação	não
Tampa	tampa de rosca padrão
Ranhura	sim
Forma do fundo	fundo cônico com base plana
Volume de trabalho	0,5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	20000 x g

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Diâmetro	10.8 mm
Comprimento do produto	44 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	natural
Material do O-ring	Borracha de etileno-propileno-dieno (EPDM)

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	5000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	250
Unidades por caixa	5000
Unidades por palete	150000
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	340 mm
Volume da embalagem externa	0.0539 cbm
Peso do produto	0.0015 kg
Peso da embalagem externa	8.18 kg
EAN da caixa interna	4038917119290
EAN da embalagem externa	4038917016568

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

