



Product description

Order number	72.730.009
Descrição do artigo	Microtubo com tampa de rosca, volume de trabalho: 0,5 ml, fundo cônico com base plana, com recartilhado, transparente, sem tampa, com campo de escrita impresso, 250 unid./pacote

Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	branca
Graduação	não
Ranhura	sim
Forma do fundo	fundo cônico com base plana
Volume de trabalho	0,5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	20000 x g

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Diâmetro	10.8 mm
Comprimento do produto	44 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	5000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	250
Unidades por caixa	5000
Unidades por palete	180000
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	300 mm
Volume da embalagem externa	0.0475 cbm
Peso do produto	0.0012 kg
Peso da embalagem externa	6.62 kg
EAN da caixa interna	4038917119313
EAN da embalagem externa	4038917016582

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

