



### Product description

Order number	72.730.311
Descrição do artigo	Microtubo com tampa de rosca, volume de trabalho: 0,5 ml, fundo cônico com base plana, com recartilhado, transparente, sem tampa, 500 unid./bolsa dupla

### Product characteristics

Graduação	não
Ranhura	sim
Forma do fundo	fundo cônico com base plana
Volume de trabalho	0,5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	20000 x g

### Size

Diâmetro	10.8 mm
Comprimento do produto	44 mm

### Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

### Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

### Packaging

Tipo de embalagem interior	bolsa dupla
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	2500
Unidades por palete	130000
Profundidade da embalagem externa	375 mm
Largura da embalagem externa	545 mm
Altura da embalagem externa	135 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





**Product Specification**  
**Microtubo com tampa de rosca, 0,5 ml**

**Page 2**

Volume da embalagem externa	0.0276 cbm
Peso da embalagem externa	3.58 kg
EAN da caixa interna	4038917994576
EAN da embalagem externa	4038917994583

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**