



### **Product description**

Order number	72.730.711
Descrição do artigo	Microtubo com tampa de rosca, volume de trabalho: 0,5 ml, fundo cônico com base plana, com recartilhado, transparente, sem tampa, estéril, 500 unid./bolsa dupla

### **Product characteristics**

Graduação	não
Ranhura	sim
Forma do fundo	fundo cônico com base plana
Volume de trabalho	0,5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	20000 x g

### **Size**

Diâmetro	10.8 mm
Comprimento do produto	44 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto Polipropileno (PP)  
Cor do produto transparente

### **Purity & certification**

Corresponde às exigências IATA  
Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE  
Certificação CE CE  
Padrão de pureza estéril  
Esterilização Irradiação de elétrons  
Em lotes sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 2500  
Tipo de embalagem interior bolsa dupla  
Unidades por caixa interna 500  
Unidades por caixa 2500  
Unidades por palete 130000  
Profundidade da embalagem 598 mm  
externa  
Largura da embalagem 378 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 135 mm  
Volume da embalagem 0.0305 cbm  
externa  
Peso do produto 0.0012 kg  
Peso da embalagem externa 3.58 kg  
EAN da caixa interna 4038917119566  
EAN da embalagem externa 4038917043922

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

