



Product description

Order number 72.733.001
Descrição do artigo Microtubo com tampa de rosca, volume de trabalho: 0,5 ml, fundo cônico, com recartilhado, transparente, tampa: natural, tampa incluída, 500 unid./pacote

Product characteristics

Gradação não
Tampa tampa de rosca padrão
Ranhura sim
Forma do fundo fundo cônico
Volume de trabalho 0,5 ml
Centrifugação máxima (RCF) 20000 x g

Size

Diâmetro 8 mm
Comprimento do produto 44 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	natural
Material do O-ring	Borracha de etileno-propileno-dieno (EPDM)

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	5000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	5000
Unidades por palete	180000
Profundidade da embalagem externa	578 mm
Largura da embalagem externa	368 mm
Altura da embalagem externa	195 mm
Volume da embalagem externa	0.0415 cbm
Peso do produto	0.0012 kg
Peso da embalagem externa	6.46 kg
EAN da caixa interna	4038917119757
EAN da embalagem externa	4038917016773

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

