



### **Product description**

Order number	72.688.005
Descrição do artigo	Recipiente de reação, volume de trabalho: 1,5 ml, material: PP, transparente, tampa: violeta, tampa com anel, tampa acoplada, 500 unid./pacote

### **Product characteristics**

Graduação	não
Tampa	tampa com anel
Volume de trabalho	1,5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	20000 x g

### **Size**

Diâmetro	10.8 mm
Comprimento do produto	39 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Low Density Polyethylene (LD-PE)
Cor da tampa	violeta

### **Purity & certification**

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	5000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	5000
Unidades por palete	180000
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	300 mm
Volume da embalagem externa	0.0475 cbm
Peso do produto	0.0012 kg
Peso da embalagem externa	6.59 kg
EAN da caixa interna	4038917116411
EAN da embalagem externa	4038917015103

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

