



### Product description

Order number	72.690.301
Descrição do artigo	Recipiente de reação, volume de trabalho: 1,5 ml, material: PP, transparente, tampa: transparente, tampa com anel, tampa acoplada, com graduação em relevo e campo de escrita, 500 unid./pacote

### Product characteristics

Graduação	sim
Tampa	tampa com anel
Volume de trabalho	1,5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	20000 x g
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

### Size

Volume nominal	1.5 ml
Comprimento do produto	39 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Cor da tampa	transparente

### **Purity & certification**

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Em lotes	sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	5000
Unidades por palete	160000
Volume da embalagem externa	0.0558 cbm
Peso do produto	0.0011 kg
Peso da embalagem externa	5.96 kg
EAN da caixa interna	4038917369268
EAN da embalagem externa	4038917369251

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

