



Product description

| | |
|---------------------|---|
| Order number | 72.690.377 |
| Descrição do artigo | Recipiente de reação, volume de trabalho: 1,5 ml, material: PP, vermelha, tampa: vermelha, tampa com anel, tampa acoplada, com graduação em relevo e campo de escrita, 500 unid./pacote |

Product characteristics

| | |
|----------------------------|----------------|
| Graduação | sim |
| Tampa | tampa com anel |
| Volume de trabalho | 1,5 ml |
| Centrifugação máxima (RCF) | 20000 x g |
| Autoclavável (máx. °C) | 121 °C |

Size

| | |
|------------------------|--------|
| Volume nominal | 1.5 ml |
| Comprimento do produto | 39 mm |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

| | |
|---------------------|--------------------|
| Material do produto | Polipropileno (PP) |
| Cor do produto | vermelha |
| Cor da tampa | vermelha |

Purity & certification

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Categoria do produto | Não é um dispositivo médico DIV |
| Em lotes | sim |

Packaging

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Quantidade mínima do pedido | 500 |
| Tipo de embalagem interior | pacote |
| Unidades por caixa interna | 500 |
| Unidades por caixa | 5000 |
| Unidades por palete | 160000 |
| Volume da embalagem externa | 0.0558 cbm |
| Peso do produto | 0.001 kg |
| Peso da embalagem externa | 5.6 kg |
| EAN da caixa interna | 4038917369503 |
| EAN da embalagem externa | 4038917369497 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

