



Product description

Order number	72.691.001
Descrição do artigo	Recipiente de reação, volume de trabalho: 2 ml, material: PP, marrom, tampa: marrom, tampa com anel, tampa acoplada, com graduação em relevo e campo de escrita, 500 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	sim
Tampa	tampa com anel
Tipo de fechamento	tampa articulada
Volume de trabalho	2 ml
Centrifugação máxima (RCF)	20000 x g

Size

Diâmetro	10.8 mm
Comprimento do produto	40 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	marrom
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	marrom

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	5000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	5000
Unidades por palete	120000
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	415 mm
Volume da embalagem externa	0.0657 cbm
Peso do produto	0.001 kg
Peso da embalagem externa	6.07 kg
EAN da caixa interna	4038917312820
EAN da embalagem externa	4038917312813

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

