



### Product description

Order number	72.691.007
Descrição do artigo	Recipiente de reação, volume de trabalho: 2 ml, material: PP, violeta, tampa: violeta, tampa com anel, tampa acoplada, com graduação em relevo e campo de escrita, 500 unid./pacote

### Product characteristics

Graduação	sim
Tampa	tampa com anel
Tipo de fechamento	tampa articulada
Volume de trabalho	2 ml
Centrifugação máxima (RCF)	20000 x g

### Size

Diâmetro	10.8 mm
Comprimento do produto	40 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	violeta
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	violeta

### **Purity & certification**

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	5000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	5000
Unidades por palete	120000
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	415 mm
Volume da embalagem externa	0.0657 cbm
Peso do produto	0.0011 kg
Peso da embalagem externa	6.06 kg
EAN da caixa interna	4038917312974
EAN da embalagem externa	4038917312967

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

