



### **Product description**

Order number	72.695.201
Descrição do artigo	Recipiente de reação SafeSeal, volume de trabalho: 2 ml, material: PP, transparente, tampa: natural, tampa de SafeSeal, tampa acoplada, com graduação em relevo e campo de escrita, Biosphere® plus, 1 unid./blister

### **Product characteristics**

Graduação	sim
Tampa	tampa de SafeSeal
Volume de trabalho	2 ml
Centrifugação máxima (RCF)	25000 x g

### **Size**

Diâmetro	10.8 mm
Comprimento do produto	40 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	natural

### **Purity & certification**

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	Biosphere® plus
Esterilização	Esterilização a gás
Isenção de pirogênio	sim
Em lotes	sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	120
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	60
Unidades por caixa	120
Unidades por palete	17280
Profundidade da caixa interna	201 mm
Largura da caixa interna	151 mm
Altura da caixa interna	126 mm
Profundidade da embalagem externa	323 mm
Largura da embalagem externa	213 mm
Altura da embalagem externa	145 mm
Volume da embalagem externa	0.01 cbm
Peso do produto	0.0011 kg
Peso da embalagem externa	0.52 kg
EAN da caixa interna	4038917117951
EAN da embalagem externa	4038917079686

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

