



Product description

Order number	72.698
Descrição do artigo	Recipiente de reação, volume de trabalho: 0,5 ml, material: PP, transparente, tampa: transparente, tampa com camara de ventilação, tampa acoplada, 1.000 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tampa	tampa com camara de ventilação
Tipo de fechamento	tampa articulada
Volume de trabalho	0,5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	20000 x g

Size

Diâmetro	7.8 mm
Comprimento do produto	30 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	5000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	5000
Unidades por palete	320000
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	298 mm
Altura da embalagem externa	215 mm
Volume da embalagem externa	0.0255 cbm
Peso do produto	0.0005 kg
Peso da embalagem externa	2.74 kg
EAN da caixa interna	4038917083508
EAN da embalagem externa	4038917002424

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

