



### **Product description**

Order number 72.699.001  
Descrição do artigo Recipiente de reação, volume de trabalho: 0,5 ml, material: PP, vermelha, tampa: vermelha, tampa padrão, tampa acoplada, 500 unid./pacote

### **Product characteristics**

Graduação não  
Tampa tampa padrão  
Tipo de fechamento tampa articulada  
Volume de trabalho 0,5 ml  
Centrifugação máxima (RCF) 20000 x g

### **Size**

Diâmetro 7.8 mm  
Comprimento do produto 30 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	vermelha
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	vermelha

### **Purity & certification**

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	5000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	5000
Unidades por palete	320000
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	298 mm
Altura da embalagem externa	215 mm
Volume da embalagem externa	0.0255 cbm
Peso do produto	0.0005 kg
Peso da embalagem externa	2.87 kg
EAN da caixa interna	4038917118132
EAN da embalagem externa	4038917015882

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

