



Product description

Order number	72.701.400
Descrição do artigo	Recipiente de reação SafeSeal, volume de trabalho: 5 ml, material: PP, transparente, tampa: natural, tampa de SafeSeal, tampa acoplada, com graduação em relevo e campo de escrita, PCR Performance Tested, 100 unid./pacote com minialça

Product characteristics

Graduação	sim
Tampa	tampa de SafeSeal
Volume de trabalho	5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	25000 x g

Size

Diâmetro	17 mm
Comprimento do produto	60 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	natural

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	PCR Performance Tested
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	200
Tipo de embalagem interior	pacote com minialça
Unidades por caixa interna	200
Unidades por caixa	800
Unidades por palete	38400
Profundidade da caixa interna	294 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
Recipiente de reação SafeSeal, 5 ml, PP, PCR
Performance Tested

Page 2

Largura da caixa interna	184 mm
Altura da caixa interna	124 mm
Profundidade da embalagem externa	598 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	145 mm
Volume da embalagem externa	0.0345 cbm
Peso do produto	0.0031 kg
Peso da embalagem externa	3.46 kg
EAN da caixa interna	4038917398558
EAN da embalagem externa	4038917398541

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-06-30

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT