



Product description

Order number	72.701.700
Descrição do artigo	Recipiente de reação SafeSeal, volume de trabalho: 5 ml, material: PP, transparente, tampa: natural, tampa de SafeSeal, tampa acoplada, com graduação em relevo e campo de escrita, PCR Performance Tested, DNA Low Binding, 25 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	sim
Tampa	tampa de SafeSeal
Volume de trabalho	5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	25000 x g

Size

Diâmetro	17 mm
Comprimento do produto	60 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	natural

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	PCR Performance Tested
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	200
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	200
Unidades por palete	15600
Profundidade da caixa interna	189 mm
Largura da caixa interna	151 mm
Altura da caixa interna	97 mm
Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	358 mm
Altura da embalagem externa	135 mm
Volume da embalagem externa	0.0188 cbm
Peso do produto	0.0031 kg
Peso da embalagem externa	1.12 kg
EAN da caixa interna	4038917905992
EAN da embalagem externa	4038917906005

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

