



Product description

| | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Order number | 72.704.002 |
| Descrição do artigo | Recipiente de reação SafeSeal, volume de trabalho: 0,5 ml, material: PP, vermelha, tampa: vermelha, tampa de SafeSeal, tampa acoplada, com graduação em relevo e campo de escrita, 500 unid./pacote |

Product characteristics

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Graduação | sim |
| Tampa | tampa de SafeSeal |
| Volume de trabalho | 0,5 ml |
| Centrifugação máxima (RCF) | 30000 x g |

Size

| | |
|------------------------|--------|
| Diâmetro | 7.8 mm |
| Comprimento do produto | 30 mm |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

| | |
|------------------------|--------------------|
| Material do produto | Polipropileno (PP) |
| Cor do produto | vermelha |
| Material de fechamento | Polypropylene (PP) |
| Cor da tampa | vermelha |

Purity & certification

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Categoria do produto | Diagnóstico in vitro, CE |
| Certificação CE | CE |
| Em lotes | sim |

Packaging

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Quantidade mínima do pedido | 2000 |
| Tipo de embalagem interior | pacote |
| Unidades por caixa interna | 500 |
| Unidades por caixa | 2000 |
| Unidades por palete | 156000 |
| Profundidade da caixa interna | 189 mm |
| Largura da caixa interna | 151 mm |
| Altura da caixa interna | 97 mm |
| Profundidade da embalagem externa | 388 mm |
| Largura da embalagem externa | 358 mm |
| Altura da embalagem externa | 135 mm |
| Volume da embalagem externa | 0.0188 cbm |
| Peso do produto | 0.0005 kg |
| Peso da embalagem externa | 1.61 kg |
| EAN da caixa interna | 4038917227551 |
| EAN da embalagem externa | 4038917227544 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

