



Product description

Order number	72.706
Descrição do artigo	Recipiente de reação SafeSeal, volume de trabalho: 1,5 ml, material: PP, transparente, tampa: transparente, tampa de SafeSeal, tampa acoplada, com graduação em relevo e campo de escrita, 250 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	sim
Tampa	tampa de SafeSeal
Volume de trabalho	1,5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	30000 x g

Size

Diâmetro	10.8 mm
Comprimento do produto	39 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	2000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	2000
Unidades por palete	100000
Profundidade da caixa interna	301 mm
Largura da caixa interna	221 mm
Altura da caixa interna	161 mm
Profundidade da embalagem externa	458 mm
Largura da embalagem externa	313 mm
Altura da embalagem externa	180 mm
Volume da embalagem externa	0.0258 cbm
Peso do produto	0.001 kg
Peso da embalagem externa	2.96 kg
EAN da caixa interna	4038917083577
EAN da embalagem externa	4038917073189

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

