



### Product description

Order number	72.706.400
Descrição do artigo	Recipiente de reação SafeSeal, volume de trabalho: 1,5 ml, material: PP, transparente, tampa: transparente, tampa de SafeSeal, tampa acoplada, com graduação em relevo e campo de escrita, PCR Performance Tested, 250 unid./pacote com minialça

### Product characteristics

Graduação	sim
Tampa	tampa de SafeSeal
Volume de trabalho	1,5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	30000 x g

### Size

Diâmetro	10.8 mm
Comprimento do produto	39 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	transparente

### **Purity & certification**

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	PCR Performance Tested
Em lotes	sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	2000
Tipo de embalagem interior	pacote com minialça
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	2000
Unidades por palete	100000
Profundidade da caixa interna	301 mm
Largura da caixa interna	221 mm
Altura da caixa interna	161 mm
Profundidade da embalagem externa	458 mm
Largura da embalagem externa	313 mm
Altura da embalagem externa	180 mm
Volume da embalagem externa	0.0258 cbm
Peso do produto	0.001 kg
Peso da embalagem externa	2.97 kg
EAN da caixa interna	4038917118293
EAN da embalagem externa	4038917078320

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

