



### Product description

Order number	72.706.700
Descrição do artigo	Recipiente de reação SafeSeal, volume de trabalho: 1,5 ml, material: PP, transparente, tampa: transparente, tampa de SafeSeal, tampa acoplada, com graduação em relevo e campo de escrita, PCR Performance Tested, DNA Low Binding, 50 unid./pacote com minialça

### Product characteristics

Graduação	sim
Tampa	tampa de SafeSeal
Volume de trabalho	1,5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	30000 x g

### Size

Diâmetro	10.8 mm
Comprimento do produto	39 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	transparente

### **Purity & certification**

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	PCR Performance Tested
Em lotes	sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	800
Tipo de embalagem interior	pacote com minialça
Unidades por caixa interna	200
Unidades por caixa	800
Unidades por palete	62400
Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	358 mm
Altura da embalagem externa	135 mm
Volume da embalagem externa	0.0188 cbm
Peso do produto	0.001 kg
Peso da embalagem externa	1.51 kg
EAN da caixa interna	4038917350068
EAN da embalagem externa	4038917350051

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

