



Product description

Order number	72.709
Descrição do artigo	Recipiente de reação, volume de trabalho: 2 ml, material: PP, transparente, sem tampa, com base com saia, 500 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Volume de trabalho	2 ml
Centrifugação máxima (RCF)	20000 x g

Size

Diâmetro	10.8 mm
Comprimento do produto	39 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	5000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	5000
Unidades por palete	210000
Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	378 mm
Altura da embalagem externa	250 mm
Volume da embalagem externa	0.0367 cbm
Peso do produto	0.0012 kg
Peso da embalagem externa	6.44 kg
EAN da caixa interna	4038917083591
EAN da embalagem externa	4038917002493

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

