



Product Specification

**Tampa de rosca, natural, adequado para
microtubo com tampa de rosca 72.733.201**

Page 1



Product description

Order number	65.710
Descrição do artigo	Tampa de rosca, natural, adequado para microtubo com tampa de rosca 72.733.201, para limitação de volume a 100 µl, 500 unid./pacote

Product characteristics

Tampa	tampa plana
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Indicado para	microtubo com tampa de rosca 72.733.201

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	natural

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-08-17

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification
**Tampa de rosca, natural, adequado para
microtubo com tampa de rosca 72.733.201**

Page 2

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	5000
Unidades por palete	220000
Profundidade da embalagem externa	568 mm
Largura da embalagem externa	348 mm
Altura da embalagem externa	155 mm
Volume da embalagem externa	0.0306 cbm
Peso do produto	0.0006 kg
Peso da embalagem externa	3.44 kg
EAN da caixa interna	4038917083607
EAN da embalagem externa	4038917080293

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-08-17

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT