



Product description

| | |
|---------------------|--|
| Order number | 65.716.321 |
| Descrição do artigo | Tampa de rosca, azul, estéril, adequado para microtubo com tampa de rosca, 500 unid./bolsa dupla |

Product characteristics

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Tampa | tampa plana |
| Tipo de fechamento | tampa de rosca |
| Indicado para | microtubo com tampa de rosca |

Material & colours

| | |
|---------------------|--|
| Material do produto | Polipropileno (PP) |
| Cor do produto | azul |
| Material do O-ring | Borracha de etileno-propileno-dieno (EPDM) |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Categoria do produto | Diagnóstico in vitro, CE |
| Certificação CE | CE |
| Padrão de pureza | estéril |
| Esterilização | Irradiação de elétrons |
| Em lotes | sim |

Packaging

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Tipo de embalagem interior | bolsa dupla |
| Unidades por caixa interna | 500 |
| Unidades por caixa | 5000 |
| Unidades por palete | 540000 |
| Profundidade da embalagem externa | 351 mm |
| Largura da embalagem externa | 280 mm |
| Altura da embalagem externa | 138 mm |
| Volume da embalagem externa | 0.0136 cbm |
| Peso da embalagem externa | 2.05 kg |
| EAN da caixa interna | 4038917923354 |
| EAN da embalagem externa | 4038917923361 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

