



Product Specification

Tampa de rosca, laranja, estéril, adequado para microtubo com tampa de rosca

Page 1



Product description

Order number	65.716.727
Descrição do artigo	Tampa de rosca, laranja, estéril, adequado para microtubo com tampa de rosca, 500 unid./bolsa dupla

Product characteristics

Tampa	tampa plana
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Indicado para	microtubo com tampa de rosca

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	laranja
Material do O-ring	Borracha de etileno-propileno-dieno (EPDM)

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-01

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	5000
Tipo de embalagem interior	bolsa dupla
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	5000
Unidades por palete	390000
Profundidade da embalagem externa	418 mm
Largura da embalagem externa	278 mm
Altura da embalagem externa	130 mm
Volume da embalagem externa	0.0151 cbm
Peso do produto	0.0003 kg
Peso da embalagem externa	2.01 kg
EAN da caixa interna	4038917119009
EAN da embalagem externa	4038917043885

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

