




## Product Specification

IsoFreeze® MCT Rack, PP, dimensão da grade: 6 x 4, adequado para recipientes de reação Ø 10,8 mm (1,5 ml & 2 ml)

Page 1



### Product description

Order number	95.983
Descrição do artigo	IsoFreeze® MCT Rack, material: PP, de várias cores, dimensão da grade: 6 x 4, adequado para recipientes de reação Ø 10,8 mm (1,5 ml & 2 ml), 1 unid./caixa de papelão

### Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Indicado para	recipientes de reação Ø 10,8 mm (1,5 ml & 2 ml)
Dimensão da grade	6 x 4

### Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	de várias cores
Cor da tampa	transparente
Cor do quadro	branca

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-06-30

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**IsoFreeze® MCT Rack, PP, dimensão da grade: 6 x 4, adequado para recipientes de reação Ø 10,8 mm (1,5 ml & 2 ml)**

**Page 2**

### Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes não

### Packaging

Quantidade mínima do pedido 1  
Tipo de embalagem interior caixa de papelão  
Unidades por caixa interna 1  
Unidades por caixa 5  
Unidades por palete 240  
Profundidade da embalagem 197 mm  
externa  
Largura da embalagem 93 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 584 mm  
Volume da embalagem 0.0107 cbm  
externa  
Peso do produto 0.349 kg  
Peso da embalagem externa 2.5 kg  
EAN da caixa interna 4038917394895  
EAN da embalagem externa 4038917394888

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-06-30

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**