




## Product Specification

**Bandeja de trabalho PCR, PC, dimensão da grade:  
12 x 8, adequado para recipientes PCR de 0,1 ml e  
0,2 ml**

**Page 1**



### Product description

Order number	95.987.002
Descrição do artigo	Bandeja de trabalho PCR, material: PC, transparente, dimensão da grade: 12 x 8, adequado para recipientes PCR de 0,1 ml e 0,2 ml, 5 unid./pacote

### Product characteristics

Indicado para	recipientes PCR de 0,1 ml e 0,2 ml
Dimensão da grade	12 x 8

### Size

Largura do produto	79 mm
Comprimento do produto	115 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**Bandeja de trabalho PCR, PC, dimensão da grade:  
12 x 8, adequado para recipientes PCR de 0,1 ml e  
0,2 ml**

**Page 2**

### Material & colours

Material do produto Policarbonato (PC)  
Cor do produto transparente

### Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes não

### Packaging

Quantidade mínima do pedido 5  
Tipo de embalagem interior pacote  
Unidades por caixa interna 5  
Unidades por caixa 100  
Unidades por palete 32400  
Profundidade da embalagem 268 mm  
externa  
Largura da embalagem 191 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 100 mm  
Volume da embalagem 0.0051 cbm  
externa  
Peso do produto 0.0106 kg  
Peso da embalagem externa 1.25 kg  
EAN da caixa interna 4038917124157  
EAN da embalagem externa 4038917019118

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**