




Product Specification

Estação básica, PC, adequado para bandeja de trabalho 95.987.002 & recipientes PCR de 0,2 ml

Page 1



Product description

Order number	95.988.001
Descrição do artigo	Estação básica, material: PC, vermelha, (CxLxA): 128 x 85,5 x 30,4 mm, adequado para bandeja de trabalho 95.987.002 & recipientes PCR de 0,2 ml, 5 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Indicado para	bandeja de trabalho 95.987.002 & recipientes PCR de 0,2 ml
---------------	--

Size

Largura do produto	85.5 mm
Altura do produto	30.4 mm
Comprimento do produto	128 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

Estação básica, PC, adequado para bandeja de trabalho 95.987.002 & recipientes PCR de 0,2 ml

Page 2

Material & colours

Material do produto Policarbonato (PC)
Cor do produto vermelha

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 5
Tipo de embalagem interior caixa de papelão
Unidades por caixa interna 5
Unidades por caixa 75
Unidades por palete 3600
Profundidade da embalagem externa 598 mm
Largura da embalagem externa 398 mm
Altura da embalagem externa 145 mm
Volume da embalagem externa 0.0345 cbm
Peso do produto 0.0302 kg
Peso da embalagem externa 2.83 kg
EAN da caixa interna 4038917124164
EAN da embalagem externa 4038917019125

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT