




Product Specification

Estação básica, PC, adequado para bandeja de trabalho 95.987.002 & recipientes PCR de 0,2 ml

Page 1



Product description

Order number	95.988.002
Descrição do artigo	Estação básica, material: PC, azul, (CxLxA): 128 x 85,5 x 30,4 mm, adequado para bandeja de trabalho 95.987.002 & recipientes PCR de 0,2 ml, 5 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Indicado para	bandeja de trabalho 95.987.002 & recipientes PCR de 0,2 ml
---------------	--

Size

Largura do produto	85.5 mm
Altura do produto	30.4 mm
Comprimento do produto	128 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification

Estação básica, PC, adequado para bandeja de trabalho 95.987.002 & recipientes PCR de 0,2 ml

Material & colours

Material do produto Policarbonato (PC)
Cor do produto azul

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 5
Tipo de embalagem interior caixa de papelão
Unidades por caixa interna 5
Unidades por caixa 75
Unidades por palete 3600
Profundidade da embalagem 598 mm
externa
Largura da embalagem 398 mm
externa
Altura da embalagem externa 145 mm
Volume da embalagem 0.0345 cbm
externa
Peso do produto 0.0302 kg
Peso da embalagem externa 2.83 kg
EAN da caixa interna 4038917124171
EAN da embalagem externa 4038917019132

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

