



Product description

Order number	95.1993
Descrição do artigo	Filme PCR, livre de Dnase/Rnase, material: PL, transparente, adequado para qPCR, autoadesivo, campo de aplicação: -40 - 120 °C, material fino, alta clareza ótica, 100 unid./pacote

Product characteristics

Tipo de fechamento	filme
Proteção contra a luz	não
Indicada para qPCR	sim
Temperatura mínima	-40 °C
Temperatura máxima	120 °C

Size

Largura do produto	80 mm
Comprimento do produto	137 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto poliéster (PL)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Padrão de pureza livre de Dnase/Rnase
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 100
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 100
Unidades por caixa 1600
Unidades por palete 192000
Profundidade da embalagem 216 mm
externa
Largura da embalagem 216 mm
externa
Altura da embalagem externa 203 mm
Volume da embalagem 0.0095 cbm
externa
Peso do produto 0.002 kg
Peso da embalagem externa 3.74 kg
EAN da caixa interna 4038917303569
EAN da embalagem externa 4038917388221

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

