



Product description

| | |
|---------------------|---|
| Order number | 95.1994 |
| Descrição do artigo | Filme PCR, livre de Dnase/Rnase, material: PO, transparente, adequado para qPCR, autoadesivo, campo de aplicação: -70 - 110 °C, forte poder adesivo, alta resistência química, 100 unid./pacote |

Product characteristics

| | |
|-----------------------|--------|
| Tipo de fechamento | filme |
| Proteção contra a luz | não |
| Indicada para qPCR | sim |
| Temperatura mínima | -70 °C |
| Temperatura máxima | 110 °C |

Size

| | |
|------------------------|--------|
| Largura do produto | 79 mm |
| Comprimento do produto | 141 mm |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Poliolefina (PO)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Padrão de pureza livre de Dnase/Rnase
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 100
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 100
Unidades por caixa 1200
Unidades por palete 288000
Volume da embalagem 0.0052 cbm
externa
Peso do produto 0.002 kg
Peso da embalagem externa 2.72 kg
EAN da caixa interna 4038917088114
EAN da embalagem externa 4038917044301

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

