



Product description

Order number	95.1999
Descrição do artigo	Filme qPCR, livre de Dnase/Rnase, material: PO, Altamente transparentes, adequado para qPCR, cola encapsulada, campo de aplicação: -70 - 100 °C, Adesivo sensível ao calor, taxas de evaporação mais baixas, 100 unid./pacote

Product characteristics

Tipo de fechamento	filme
Proteção contra a luz	não
Indicada para qPCR	sim
Temperatura mínima	-70 °C
Temperatura máxima	100 °C

Size

Largura do produto	77 mm
Comprimento do produto	140 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Poliiolefina (PO)
Cor do produto	Altamente transparentes

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	livre de Dnase/Rnase
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	100
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1600
Unidades por palete	192000
Profundidade da embalagem externa	173 mm
Largura da embalagem externa	135 mm
Altura da embalagem externa	283 mm
Volume da embalagem externa	0.0066 cbm
Peso do produto	0.0021 kg
Peso da embalagem externa	3.92 kg
EAN da caixa interna	4038917303590
EAN da embalagem externa	4038917388238

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

