



### Product description

Order number	72.1980.010
Descrição do artigo	Placa PCR margem completo, 96 poço, branca, Perfil baixo, 100 µl, PCR Performance Tested, material: PP, otimizado para qPCR, 10 unid./pacote com minialça

### Product characteristics

Indicada para qPCR	sim
Forma do fundo	cônico
Forma da borda da placa	margem completo
High profile ou Low profile	Perfil baixo
Quantidade de poços	96
Volume de trabalho	5 µl - 100 µl
Centrifugação máxima (RCF)	3000 x g
Temperatura de centrifugação	22
Tempo de centrifugação	5 Min
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





## Product Specification

**Placa PCR margem completo, 96 poço, branca,  
Perfil baixo, 100 µl, PCR Performance Tested, PP**

**Page 2**

### Size

Volume nominal	0.1 ml
Volume máximo	100 µl
Diâmetro	5.5 mm
Largura do produto	85.5 mm
Altura do produto	15.5 mm
Comprimento do produto	127.8 mm

### Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	branca

### Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Padrão de pureza	PCR Performance Tested
Em lotes	sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	100
Tipo de embalagem interior	pacote com minialça
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	100
Unidades por palete	5600
Profundidade da caixa interna	270 mm
Largura da caixa interna	230 mm
Altura da caixa interna	131 mm
Profundidade da embalagem externa	282 mm
Largura da embalagem externa	280 mm
Altura da embalagem externa	247 mm
Volume da embalagem externa	0.0195 cbm
Peso do produto	0.0189 kg
Peso da embalagem externa	2.51 kg
EAN da caixa interna	4038917573276
EAN da embalagem externa	4038917573269

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-09-01

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**