



Product description

Order number	65.989
Descrição do artigo	Cadeia de tampas PCR, para Placas PCR (REF 72.1978/.010, 72.1979/.010/.003/.201/.700, 72.1980/.010/.201/.600/.700, 72.1981/.010) e cadeias de PCR (REF 72.985.002/.092/.992), Biosphere® plus, material: PP, Altamente transparentes, tampa plana, adequado para qPCR, 12 unid./pacote

Product characteristics

Tampa	tampa plana
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Indicado para	Placas PCR (REF 72.1978/.010, 72.1979/.010/.003/.201/.700, 72.1980/.010/.201/.600/.700, 72.1981/.010) e cadeias de PCR (REF 72.985.002/.092/.992)
Indicada para qPCR	sim
Quantidade de poços	8
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Diâmetro	4.47 mm
Largura do produto	7.3 mm
Altura do produto	3.25 mm
Comprimento do produto	77.2 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	Altamente transparentes

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	Biosphere® plus
Esterilização	Esterilização a gás
Isonção de pirogênio	sim
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	240
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	12
Unidades por caixa	240
Unidades por palete	77760
Profundidade da embalagem externa	268 mm
Largura da embalagem externa	191 mm
Altura da embalagem externa	100 mm
Volume da embalagem externa	0.0051 cbm
Peso do produto	0.0003 kg
Peso da embalagem externa	0.26 kg
EAN da caixa interna	4038917281485
EAN da embalagem externa	4038917281478

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

