

Product Specification

Recipiente individual PCR, 0,5 ml, PCR Performance Tested, transparente, PP, tampa plana

Page 1



Product description

Order number 72.735.002

Descrição do artigo Recipiente individual PCR, 0,5 ml, PCR Performance

Tested, transparente, material: PP, com proteção

anticontaminação, tampa plana, adequado para qPCR, 500

unid./pacote com minialça

Product characteristics

Graduação sim

Tampa tampa plana

Tipo de fechamento tampa de pressão

Indicada para qPCR sim
Forma do fundo cônico
High profile ou Low profile Perfil alto

Quantidade de poços 1

Volume de trabalho 25 µl - 0,5 ml Centrifugação máxima (RCF) 8000 x g

Temperatura de centrifugação 22 Tempo de centrifugação 5 Min

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.



Product Specification

Recipiente individual PCR, 0,5 ml, PCR Performance Tested, transparente, PP, tampa plana

Page 2

Autoclavável (máx. °C) 121 °C

Size

Volume nominal 0.5 ml
Diâmetro 7.9 mm
Largura do produto 10 mm
Altura do produto 29.5 mm
Comprimento do produto 30.9 mm

Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Diagnósticoin vitro, CE

Certificação CE CE

Padrão de pureza PCR Performance Tested

Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 2000

Tipo de embalaje interior pacote com minialça

Unidades por caixa interna 500
Unidades por caixa 2000
Unidades por palete 192000
Profundidade da embalagem 348 mm

externa

Largura da embalagem 278 mm

externa

Altura da embalagem externa 140 mm Volume da embalagem 0.0135 cbm

externa

Peso do produto 0.0004 kg Peso da embalagem externa 1.1 kg

EAN da caixa interna 4038917119986 EAN da embalagem externa 4038917016988

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

