



Product Specification
Recipiente individual PCR, 0,2 ml, PCR Performance Tested, transparente, PP, tampa plana

Page 1



Product description

Order number	72.737.002
Descrição do artigo	Recipiente individual PCR, 0,2 ml, PCR Performance Tested, transparente, material: PP, com proteção anticontaminação, tampa plana, adequado para qPCR, 500 unid./pacote com minialça

Product characteristics

Graduação	não
Tampa	tampa plana
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Indicada para qPCR	sim
Forma do fundo	cônico
High profile ou Low profile	Perfil alto
Quantidade de poços	1
Volume de trabalho	10 μ l - 0,2 ml
Centrifugação máxima (RCF)	8000 x g
Temperatura de centrifugação	22
Tempo de centrifugação	5 Min

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
Recipiente individual PCR, 0,2 ml, PCR
Performance Tested, transparente, PP, tampa
plana

Autoclavável (máx. °C) 121 °C

Size

Volume nominal 0.2 ml
Diâmetro 7.5 mm
Largura do produto 7.5 mm
Altura do produto 20.65 mm
Comprimento do produto 21.7 mm

Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE CE
Padrão de pureza PCR Performance Tested
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 2000
Tipo de embalagem interior pacote com minialça
Unidades por caixa interna 500
Unidades por caixa 2000
Unidades por palete 648000
Profundidade da embalagem 268 mm
externa
Largura da embalagem 191 mm
externa
Altura da embalagem externa 100 mm
Volume da embalagem 0.0051 cbm
externa
Peso do produto 0.0002 kg
Peso da embalagem externa 0.53 kg
EAN da caixa interna 4038917120104
EAN da embalagem externa 4038917017060

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

