



Product Specification
Recipiente individual PCR, 0,2 ml, PCR
Performance Tested, cores variadas, PP, tampa
plana



Product description

Order number 72.737.992
Descrição do artigo Recipiente individual PCR, 0,2 ml, PCR Performance Tested, vermelho/verde/amarelo/azul/violeta/laranja, material: PP, com proteção anticontaminação, tampa plana, adequado para qPCR, por cor 500 unid./pacote com minialça

Product characteristics

Graduação não
Tampa tampa plana
Tipo de fechamento tampa de pressão
Indicada para qPCR sim
Forma do fundo cônico
High profile ou Low profile Perfil alto
Quantidade de poços 1
Volume de trabalho 10 µl - 0,2 ml
Centrifugação máxima (RCF) 8000 x g
Temperatura de centrifugação 22

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
Recipiente individual PCR, 0,2 ml, PCR
Performance Tested, cores variadas, PP, tampa
plana

Page 2

Tempo de centrifugação 5 Min
Autoclavável (máx. °C) 121 °C

Size

Volume nominal 0.2 ml
Volume máximo 200 µl
Diâmetro 7.5 mm
Largura do produto 7.5 mm
Altura do produto 20.65 mm
Comprimento do produto 21.7 mm

Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto cores variadas

Purity & certification

Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE CE
Padrão de pureza PCR Performance Tested
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 3000
Tipo de embalagem interior pacote com minialça
Unidades por caixa interna 3000
Unidades por caixa 3000
Unidades por palete 432000
Profundidade da embalagem 323 mm
externa
Largura da embalagem 213 mm
externa
Altura da embalagem externa 145 mm
Volume da embalagem 0.01 cbm
externa
Peso do produto 0.0002 kg
Peso da embalagem externa 0.76 kg

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification
Recipiente individual PCR, 0,2 ml, PCR
Performance Tested, cores variadas, PP, tampa
plana

Page 3

EAN da caixa interna 4038917120197
EAN da embalagem externa 4038917067676

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT