



Product description

Order number	72.982.002
Descrição do artigo	Cadeia PCR de 8 tubos, até 100 µl, Perfil baixo, PCR Performance Tested, transparente, material: PP, tampa plana, tampa incluída, adequado para qPCR, 125 unid./pacote com minialça

Product characteristics

Graduação	não
Tampa	tampa plana
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Indicada para qPCR	sim
Forma do fundo	cônico
High profile ou Low profile	Perfil baixo
Quantidade de poços	8
Volume de trabalho	5 µl - 0,1 ml
Centrifugação máxima (RCF)	8000 x g
Temperatura de centrifugação	22
Tempo de centrifugação	5 Min
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Volume nominal	0.1 ml
Volume máximo	100 µl
Largura do produto	16.05 mm
Comprimento do produto	76.2 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	PCR Performance Tested
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	125
Tipo de embalagem interior	pacote com minialça
Unidades por caixa interna	125
Unidades por caixa	1250
Unidades por palete	56250
Profundidade da embalagem externa	300 mm
Largura da embalagem externa	198 mm
Altura da embalagem externa	495 mm
Volume da embalagem externa	0.0294 cbm
Peso do produto	0.0016 kg
Peso da embalagem externa	3.18 kg
EAN da caixa interna	4038917395465
EAN da embalagem externa	4038917395458

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

